

名南病院の 身体にやさしく、痛みの少ない最新手術


！安全で精密な手術！

発行日：2010. 9.10

発行：名南病院手術室


No 5

今月は腹腔鏡の鉗子挿入に必要不可欠なトロッカーを紹介します



ファーストトロッカー
主に臍に開けた穴から挿入
お腹に入ったら芯を抜き
腹腔鏡を入れます

トロッカー
用途によって太いもの(12mm)
細いもの(5mm)を使用します
お腹に入ったら芯を抜き
鉗子を出し入れします



これは何？

この活栓はお腹にガスを入れるためのチューブや排煙（電気メスを使った時に出る煙を吸い取る）チューブを接続します。

トロッカーの種類は違いますが
こんな感じ！で手術によって
トロッカーの数が変わります。



次回は腹腔鏡で使用する
吻合・縫合（縫い合わせる）する器械
を紹介させていただきます お楽しみに！